NEXA DOSIERSPENDER



Exakte Dosierung ohne Nachtropfen

Die Nexa Dosierspender zeichnen sich durch ihr elegantes Design aus. Ein Nachtropfen des Produktes wird technisch effektiv verhindert was Produktverschwendung, Kontamination sowie Stürze durch Ausrutschen vorbeugt. Die stabilen Spender sind einfach zu befüllen und eignen sich für alle Produkttypen - ob Gel-, Flüssig- oder Schaumprodukte aus dem Nexa Handhygieneprogramm.

NEXA DOSIERSPENDER:

■ NEXA BERÜHRUNGSLOSER DOSIERSPENDER

Energieeffizienter, berührungsloser Dosierspender zur automatischen Dosierung der richtigen Produktmenge

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Maße (H x B x T): 236 x 140 x 102 mm Gewicht: 0,51 kg (ohne Batterien)

Batterie: 3 Alkali-Mangan-Batterien Typ C Artikel-Nr.: 10034386 (1 Stück, weiß) Artikel-Nr.: 10038304 (1 Stück, schwarz)

■ NEXA MANUELLER DOSIERSPENDER

Manueller Dosierspender mit Druckknopf oder optionaler Ellbogen-Bedienung

Mit Druckknopf gilt der Dosierspender als behandelte Ware im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu Biozidprodukten. Die Oberfläche des Druckknopfes hemmt das Wachstum von Bakterien (ISO 22196). Material: Silberphosphatglas Manueller Dosierspender mit Druckknopf Maβe (H x B x T): 236 x 140 x 102 mm

Gewicht: 0,39 kg

Artikel-Nr.: 10034385 (1 Stück, weiβ) Artikel-Nr.: 10038306 (1 Stück, schwarz)

Manueller Dosierspender mit Ellbogen-Bedienhebel

Maße (H x B x T): 236 x 140 x 180 mm

Gewicht: 0,49 kg

Artikel-Nr.: 10034385 (1 Stück, weiβ) / 10034736 (5 Stück) Artikel-Nr.: 10038306 (1 Stück, schwarz) / 10034736 (5 Stück)

■ NEXA ELLBOGEN-BEDIENHEBEL (GRAU)

Zur Verwendung mit dem manuellen Dosierspender von Nexa. Ermöglicht die Produktdosierung ohne Verwendung der Hände zum zusätzlichen Schutz vor Kreuzkontamination Artikel-Nr.: 10034736 (5 Stück)

■ STATION ZUR HÄNDEDESINFEKTION

Die mobile Station ist flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar. Mit anpassbaren Grafiken für die individuelle Gestaltung von Hintergrund, Botschaft und Firmenlogo. Kundenindividueller Druck: http://ecolab-custom.graphics/ Maβe (H x B x T): 1300 x 340 x 280 mm Artikel-Nr.: 10034851 (1 Stück) / 10034386 (1 Stück)

BESONDERE HINWEISE/INFORMATIONEN

Den Dosierspender geschlossen halten und regelmäßig reinigen, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Technische Änderungen vorbehalten.



